

Procedure

Emne: Rubens ballon.

Henvender sig til: Sundhedsfagligt uddannet personale i Plejeboligområdet.

Formål: Viden om hvordan rubens ballon anvendes.

- Anvendes til beboere ved ophør af respiration.
- Ballonen der er selvekspanderende, fylder sig selv med luft, og ved tryk på ballonen blæses der luft ned i beboerens luftveje.
- Skal tilkobles O2 så snart Falck ankommer.

Ansvar:

Det er afdelingslederen der er ansvarlig for at der findes en rubens ballon, at den er intakt og at den udskiftes ved udløb.

Vær opmærksom på, at nogle er engangs, og skal kasseres efter brug. Hvis du har anvendt en engangsballon skal du informere din leder, der vil sørge for at der bliver indkøbt en ny.

Placering:

- Humlehusene: I sygeplejedepotet.
- Albertshøj: I akut skabene ved vagtstuerne.

Fremgangsmåde:

- Beboeren skal ligge på ryggen, således at luftvejene er frie.
- Tjek at der ikke er fremmedlegemer i beboerens mund/hals. Fjern evt. tandprotese.
- Den, der skal ventilere skal stå bag beboerens hoved.
- Træk beboerens hoved bagover ved, at holde på panden med den ene hånd og træk hagen op med den anden hånd – således at der skabes underbid. Dette for, at åbne beboerens luftveje.
- Dæk beboerens mund og næse med ventilationsmasken. Hold masken tæt til ansigtet i et greb med den ene hånds 4 første fingrer. Lillefingeren presser kæben op.
- Start med at ventilere beboeren ved rytmisk at trykke ballonen sammen med den anden hånd 15 gange – skal evt. gentages.
- Det er vigtigt at beboerens brystkasse hæver og sænker sig i forbindelse med ventilationen.

Rengøring:

Masken og ballonen aftørres med 70 % sprit. Hvis masken er meget forurenede skal den kasseres.

Erstatter procedure af:

27.02.17

Revideret af:

Udviklingssygeplejerske
Jeanette Erceninks

18.02.19

Godkendt af:

Plejeboligområdet
Mona Tina Funch

Denne udgave er lagt på

www.plejebolig.albertslund.dk

gældende fra

Udsendt:27.05.16		18.02.19 Samt på SB-SYS under procedure
------------------	--	--