










Aktiver Bekey bruger		
Fase	Forklaring	Navigation
	åbn Browser	
	Skriv i "Søgefeltet" https://admin.bekey.dk	
	Log in:	
	Vælg "brugere"	 Brugere
	Søg efter den bruger, du vil redigere på. F.eks. Cura25	
	Vælg Cura25	
	Tryk på den røde prik ud for Cura25	
	Vælg "fjern blokering"	<b>Fjern blokering fra bruger</b> Er du sikker på at du ønsker at fjerne blokeringen fra brugeren cura25? 
	Nu er Bekey klar til brug	
Version 2	Dato: 5. december 2018	BLR & NJO