



Pakning af podninger med tidsangivelse

1. Pak alle teltets podninger fra samme tidsinterval i samme beholdere.
2. Skriv tidsintervallet tydeligt på en seddel som lægges under låget på beholderen.
3. Pak alle beholdere med samme tidsinterval(ler) i samme transportkasse.
4. Marker transportkassen med tidsinterval(ler) på kassens ende ved navneskiltet (benyt fx skrivbar tape).



Fyld ikke plads G12 og H12

Kære modtager,

På grund af begrænset mængde af tomme kassetter fra SSI, indføres der nedenstående pakning af PRC-rør og tomme kassetter.

Så længe der er begrænset lager hos SSI, vil denne løsning blive anvendt.

